



# ATTENTIVE

Telecare Technologies



## Verbundene Notrufgeräte

Sicherheit . Einfachheit . Komfort

KATALOG 2023



## INHALT

Klassischer Hausnotruf	4
Mobiler Notruf	10
M5 Funksender	14
MyAttentive Web-Plattform	16
Seniorenheime	20
Zubehör und verbundene Gegenstände	24
Personalisierungsservice	28
Technischer Support	30
Überblick Konnektivität	32
Service Impact	33



## Klassischer Hausnotruf

Unsere Geräte sind speziell auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Zuhause zu sichernden Personen abgestimmt. Und dazu sind sie auch diskret und schick.

EN 50134

Normen für  
Personen-Hilferufanlagen

3 JAHRE

Garantie

**GV**  
Spitzenverband

# Entdecken Sie unsere LUNA-Serie

Der verbundene Hausnotruf, diskret und unaufdringlich - ganz einfach « Plug & Play ». Das Luna ist jederzeit zugänglich, tagsüber und nachts für eine optimale Sicherheit.

Verwalten Sie Ihren Gerätebestand kostenlos auf der MyAttentive Plattform.




Spezifische technische Plattform



Unaufdringliches Design



Personalisiertes LUNA




## LUNA 4D **VoIP**

Das Luna Essential, welches einfach an das Modem angeschlossen werden kann.

**VoIP** Kompatibel mit WLAN-Modem

- Plug & Play
- M4 und M5-kompatibel
- Funk (Sozialalarm)
- Verwaltung über MyATTENTIVE



## LUNA **4GSL**

Das Luna mit einem 4G/3G/2G-Multinetz wird schnell und wo auch immer im Zuhause eingerichtet. Verwalten Sie Ihre Simkarten mittels der MyAttentive Plattform.

**4GSL** Multi-Netz-Simkarte 4G/3G/2G

- Plug & Play
- M4 und M5-kompatibel
- Funk (Sozialalarm)
- Verwaltung über MyATTENTIVE



# LUNA 4D

Doppelte Sicherheit & Ruhe


## LUNA 4D **DUAL**

Verstärkte Sicherheit : VoIP und 4G/3G/2G-Back-Up.



GEHEN SIE  
NOCH EINEN  
SCHRITT WEITER!

Bewegungsmelder



Vernetzte Glühbirne




## LUNA 4D **DUAL+**

Erweiterte Möglichkeiten und Dienste mit dem Luna 4Dual+ dank neuester Technologien.



### Soziale Vernetzung

Mithilfe der MyAttentive App und dank des Luna Medias können die Nutzer von Verwandten Fotos und/oder Nachrichten erhalten.





## Mobiler **Notruf**

Ermöglichen Sie aktiven Personen sich auch außerhalb der eigenen 4 Wände sorgenfrei und sicher zu bewegen.



**EN 50134**

Normen für  
Personen-Hilferufanlagen

**3JAHRE**

Garantie

# Überall sicher!




## LUNA MOBILE

-  4G/3G/2G Multi-Netz-Simkarte
-  Lange Akku-Betriebszeit
-  M4 und M5-kompatibel
-  GPS (Außenbereich)
-  Bluetooth (Beacon-kompatibel)
-  Verwaltung über MyATTENTIVE
-  Funk (Sozialalarm)



**LADESTATION**  
Accessoires, Seite 27

-  Mikrofon + Lautsprecher
-  SAR (Körper : 1,533 W/Kg)  
(Gliedermaßen : 3,182 W/Kg)



 Push-Nachricht oder SMS

## Geofencing-Funktion

Erhalten Sie eine Benachrichtigung sobald ein Nutzer eine vordefinierte Zone verlässt oder betritt.



## Outdoor-Personenortung

Lokalisieren Sie ein Luna Mobile mithilfe der MyATTENTIVE App oder Plattform.



## Indoor-Personenortung

Jetzt neu!  
Dank der Beacon Balise, kann das Luna Mobile nun auch Daheim lokalisiert werden.

# M5

Als Halskette oder Armband !



-  Kompatibel mit der Beacon Balise
-  Funk (Sozialalarm)
-  Austauschbare Batterie
-  Verwaltung über MyAttentive
-  Schutzklasse : IP 67
-  Kompatibel mit der Luna 4-Reihe und Luna Mobile

## DESIGN KOMFORT SICHERHEIT

 Ein Funksender ganz nach Ihrem Geschmack !

Unser Team begleitet Sie während der Funksender-Personalisierung.



Kompatibel mit der Luna 4-Reihe und Luna Mobile.


# Die Web-Plattform

myattentive.com

Steuern Sie Ihren Gerätebestand aus der Ferne.

EN 50134

DSGVO




  
MyATTENTIVE

## Geräteverwaltung

Passen Sie sich die Geräteansicht je nach Bedarf an. Geräte-, Anruf-, Speicherstatus uvm.

NEU





## Geräteverwaltung

Überwachen Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Geräte aus der Ferne. Ändern Sie die Konfiguration, geben Sie sich einen Überblick über technische Informationen oder starten Sie Ihr Luna neu, usw.



## Fernkopplung von Zusatzgeräten

Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie Zusatzgeräte mit wenigen Klicks aus der Ferne koppeln können.



## Sim-Kartenverwaltung

Aktivieren oder deaktivieren Sie Ihre Simkarten, überwachen Sie den Netzempfang, etc.

NEU

# Die Web-Plattform

## myattentive.com

### GEZIELTE VORSORGE

Mithilfe der MyAttentive Plattform, können Sie weitläufige Vorsorge-Kampagnen programmieren und gezielt Mitteilungen versenden.


- Erstellen und verwalten Sie den Versand von Vorsorge-Kampagnen.
- Teilen Sie Fotos oder versenden Sie Sprachnachrichten.



## MyATTENTIVE

Web-Plattform und Mobile App

« Hitzewelle steht voraus, trinken nicht vergessen »



### RAUMABSICHERUNG

Mitverfolgung der Selbstständigkeit der Nutzer aus der Ferne dank verbundener Geräte und deren Datenübertragung an die MyAttentive Plattform.

#### LUNA TÜR

Stellt das Öffnen und Schließen von Türen fest (Kühlschrank, Eingangstür).



#### LUNA PRESENCE

Meldet das Vorhandensein von Bewegung.



#### LUNA LED

Leuchtet automatisch bei Bewegung innerhalb des Zuhauses auf.



Mehr auf Seite 24 & 25

### SICHERHEIT IN DER NÄHE

Eine zusätzliche Hilfe für professionelle Helfer. Das nahe Umfeld des Nutzers kann im Notfall informiert werden und entsprechend handeln.





## Seniorenheim

Statten Sie die Wohnungen Ihres Seniorenheims mit den ATTENTIVE-Lösungen aus.

Erweiterbare Systeme mit angepassten Funktionen für die Bedürfnisse Ihrer Bewohner:

Sicherheit in Innenräumen und Außenbereichen, Erhalt von Notrufen sowie Schwesternrufen und Rückverfolgbarkeit. Gehen Sie sogar noch einen Schritt weiter: Beleuchtete Wege, Fotoaustausch, Bewegungsmelder.

EN 50134

Normen für  
Personen-Hilferufanlagen

**GCN**  
Spitzenverband


# Sichern Sie Ihre Bewohner und deren Alltag!



## Seniorenheimverwaltung zusammengefasst :

-  Anrufreihenfolge
-  Rückverfolgbarkeit
-  Tätigkeitsbericht

-  Alarm läuft
-  Wartungsanfrage



# Gehen Sie noch einen Schritt weiter mit einer evolutionären Lösung !

Statten Sie die Unterkünfte der Bewohner nach deren Bedürfnissen aus.

## Indoor Lokalisierung

Sichern Sie Gemeinschaftsräume mit Beacon Balisen zur Indoor-Ortung.

## Verbundene Räume

Statten Sie Ihr Seniorenheim mit unseren verbundenen Geräten aus, welche mit dem Luna 4D (Dual+) kompatibel sind und mithilfe der MyAttentive Plattform verwaltet werden können.



 Push- oder SMS Nachrichten





**NOTRUF-ZUGSCHNUR** 

WANDNOTRUF PER SCHNUR

System zum manuellen Alarmauslösen



**LUNA DAAF** 

RAUCHMELDER \*



**LUNA DACO** 

CO-MELDER \*



**LUNA GAS** 

GASMELDER \*



**UNIVERSAL SENSOR** 

UNIVERSELLES FUNK-VERBINDUNGSELEMENT

Ermöglicht den Anschluss eines «Handicap-Auslösers»

\*Lokales Alarmauslösen und übertragen an die Notrufzentrale 24/7.



**LUNA BEACON**  NEU

BLUETOOTH BALISE

Für eine Personenortung in Innenräumen.



**LUNA MEDIA** 

DIGITALER BILDSCHIRM MIT MODUL

Zeigt Bilder und Nachrichten von Helfern via MyAttentive an.



**LUNA TÜR** 

TÜRENSOR

Überwacht das Öffnen und Schließen



**LUNA PRÉSENCE** 

BEWEGUNGSSENSOR

Stellt menschliche Bewegung fest.



**LUNA LED** 

DIE VERNETZTE GLÜHBIRNE

Leuchtet automatisch, wenn sich der Nutzer zu Hause bewegt.



**RFID-KARTE UND-TAG** 

BETREUUNG DES NUTZERS

Pflegerbesuchsbestimmung durch das RFID-Tag und Zustandsbenachrichtigung mittels RFID-Karte.





**M5 FUNKSENDER**   **NEU**

ALS ARMBAND ODER HALSKETTE

Funksender mit Personenortung.



**M5 GEHÄUSE** **NEU**

INDIVIDUELLE GESTALTUNG



**FARBIGES ARMBAND**

Koralle, Lagune, Lavendel, Schwarz, Weiß.



**M4 FUNKSENDER** 

ALS ARMBAND ODER HALSKETTE

Notrufsender



**LADESTATION**

FÜR LUNA MOBILE

Magnetanschluss für einfaches Laden



**SCHUTZHÜLLE**

FÜR LUNA MOBILE

Schützt LUNA MOBILE



**GÜRTEL-CLIP**

FÜR LUNA MOBILE

Gürtel-Befestigungssystem



**TRAGEBAND**

FÜR LUNA MOBILE

Umhängeband



# Passen Sie Ihr LUNA individuell an

## Ein einzigartiges Design !

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!  
Wählen Sie aus einer Vielfalt von Beschichtungen - von weichen Holztexturen bis hin zu modernen metallischen Designs.

Oder wählen Sie die LUNA-Originalausführung in weiß.



## LUNA ganz nach Ihren Vorstellungen!



Probieren Sie den Simulator !



Online

# Support & Ausbildung

Lernen Sie eigenständig dank unserer spezifischen Schulungen mit unseren Produkten umzugehen.



Installationsvideos unserer Produkte



Video-Tutorials über die MyAttentive Plattform



Fragenkatalog



Dokumente, Marketingmaterial

## Hilfe & Expertise

Unser Kundendienst begleitet Sie täglich bei Ihren Projekten

- Ausbildung Ihres Teams für eine effiziente Nutzung der Attentive-Produkte.
- Integration und Hilfe bei Protokollen und Testphasen.
- Diagnosen, Ticketsystem und Problembehebung.
- Kundendienst und Präventivwartung.



Mehrsprachiger Kundenservice



Zentrale Anlaufstelle



Kundenspezifische Betreuung



Zügige Antwort

support@attentive-telecare.com

+33 (0)4 67 59 99 78

**Wie komme ich an den Inhalt ?**

1. Gehen Sie auf [support.myattentive.com](https://support.myattentive.com).
2. Klicken Sie auf « Zugangsanfrage ».
3. Geben Sie die gefragten Informationen ein.
4. Unser Team wird Ihren Professionellen Zugang bestätigen.
5. Herzlich Willkommen !



Besuchen Sie unsere Support-Seite !



## Zusammenfassung Konnektivität

Serie	Funk	Bluetooth	Wifi	2G/3G/4G	VoIP	GPS	RFID	Beacon
LUNA 4Voip	●				●			M5
LUNA 4G	●			●				M5
LUNA 4Dual	●			●	●			M5
LUNA 4Dual +	●	●	●	●	●		●	M5
LUNA Mobile	●	●		●		●		M5
M5	●	●						

### Eine beständige und verantwortungsvolle Verwaltung

Impact Telecare verfolgt den Produktlebenszyklus und stellt die Wiederaufbereitung sowie Recycling in den Mittelpunkt.



Beständig



Verwaltung der Gesundheitsdaten



### Gesicherter Verwaltungshost

Impact Telecare garantiert das Beherbergen der Gesundheitsdaten in Frankreich auf speziellen Servern. Ihre Daten werden keinesfalls weiterverkauft oder für kommerzielle Zwecke genutzt.

24/7 Support

4JAHRE Garantie



### Noch mehr Service





- Support 24/7 verfügbar
- Übersicht Gerätebestand zu 99,9 %
- wöchentliche Geräteübersicht
- 1 Jahr zusätzliche Garantie
- Lieferungspriorität

Kontaktieren Sie unser kaufmännisches Team für mehr Informationen !



# MyATTENTIVE

Web-Plattform & App





## Ihr Notruf-Technologiepartner



[www.attentive-telecare.com](http://www.attentive-telecare.com)



[www.support.myattentive.com](http://www.support.myattentive.com)



[commercial@attentive-telecare.com](mailto:commercial@attentive-telecare.com)  
[contact@attentive-telecare.com](mailto:contact@attentive-telecare.com)



+33 (0)4 67 59 99 78

Solem - 5 rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS

