

Ihr Technologiepartner
FERTIGUNG . KONNEKTIVITÄT . DESIGN

2024

Inhalt



1 LUNA für Zuhause

4-7

2 LUNA Mobile

8-9

3 Funksender

10-11

4 Konnektivität

12

5 Personalisierung

14-15

6 Zubehör und verbundene Geräte

16-19

7 MyATTENTIVE Plattform

20-21

8 Seniorenheim

22-23

9 Technischer Support

24-25

10 IMPACT Telecare

26-27

LUNA 4D VoIP

LAN-Router



SCAIP



VoIP (LAN)



Plug & Play



Funktechnologie



LUNA 4GSL

SIMkarte



SCAIP



SIM 4G/3G/2G



Plug & Play



Funktechnologie

4

EN 50134

3 JAHRE GARANTIE



M4 & M5 kompatibel

siehe Seite 10-11

MyATTENTIVE

Verwalten Sie Ihre LUNAs über die Web-Plattform



5

ATTENTIVE

LUNA 4D DUAL

LAN-Router



SIMkarte



SCAIP



VoIP (LAN)



SIM 4G/3G/2G



Plug & Play



Funktechnologie

6

EN 50134

3 JAHRE GARANTIE



M4 & M5 kompatibel

siehe Seite 10-11




Möchten Sie die Möglichkeiten erweitern?
Wählen Sie unsere LUNA 4D **DUAL+** Version

Verbindung +

Wi-Fi

Bluetooth

RFID



Verbundene Geräte

siehe Seite 16-17



LUNA Präsenz
Bewegungsmelder



LUNA LED
Vernetzte Glühbirne



LUNA Media
Bilder und Nachrichten

MyATTENTIVE

Verwalten Sie Ihre LUNAs über die Web-Plattform



ATTENTIVE



LUNA mobile

Der einzige Notruf-Gerät mit Personenortung und Funksender


- Outdoor Personenortung
Indoor Personenortung (Beacon)
Geofencing
- Mobile App für Familienmitglieder
 - Anrufe mit automatischer Abnahme
 - Push-Benachrichtigungen/Alarmhistorie
 - Lokalisierung Anfrage

Mikrofon + Lautsprecher

SAR (Körper: 1,533 W/Kg, Gliedmaßen : 3,182 W/Kg)

SIM 4G/3G/2G
 Lange Akkulaufzeit
 Funktechnologie

Beacon
Indoor-Personenortung




Lisa Hoffmann

Überblick unserer Zubehöre


siehe Seite 18-19

Mobile App

Alexia
Professionelle Beratung



Push-Benachrichtigung oder SMS-Nachricht



8 EN 50134 3 JAHRE GARANTIE

M4 & M5 kompatibel

siehe Seite 10-11

MyATTENTIVE
Verwalten Sie Ihre LUNAs Mobile über die Web-Plattform



9 ATTENTIVE



In rot verfügbar

m4

- Notruf Funksender (als Halsband oder Armband)
- Ohne Sturzerkennung

- Schutzklasse IP67
- Funktechnologie
- Nicht- austauschbare Batterie



In schwarz verfügbar

m5

- Notruf Funksender (als Halsband oder Armband)
- Sturzerkennung
- Indoor- Personenortung (Beacon)

- Schutzklasse IP67
- Funktechnologie
- Bluetooth
- Austauschbare Batterie

M4 & M5 kompatibel

Personalisierung

- ▶ Wählen Sie die Farbe des Armbands aus (M4 & M5)
Schwarz, Blau und Rosa.
(Die Farben unserer Armbänder sind auswechselbar)



- ▶ Zwei Farben für den Funksender zur Wahl (M5)
Weiß und schwarz.




- ▶ Gehäuse individuell gestaltbar (M5)
Gestalten Sie die Funksender individuell nach Ihren Wünschen oder wählen Sie zwischen unseren verschiedenen Designs.



Zusammenfassung Konnektivität

Serie	SIM 4G/3G/2G	VoIP (LAN)	GPS	Radio	Bluetooth	Wi-Fi	RFID	Beacon
LUNA 4D (VoIP)		●		●				M5
LUNA 4GSL	●			●				M5
LUNA 4D (Dual)	●	●		●				M5
LUNA 4D (Dual+)	●	●		●	●	●	●	M5
LUNA Mobile	●		●	●	●			●
M4				●	●			
M5				●	●			●




Personalisierung



Fügen Sie Ihr Logo hinzu

Wählen Sie die Farbe der Mitteltaste aus



Wählen Sie Ihre Beschichtung aus


▶ Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Wählen Sie zB zwischen verschiedenen Beschichtungen für eine behagliche Atmosphäre in Dunkelholz, einem zarten Hellholz oder gar edlem Carbon-Look.



Ihr Logo

TESTEN SIE IHR WUNSCHDESIGN



Verbundene Geräte

Hausnotruf



LUNA DAAF (ip)
Rauchmelder*



Notruf-Zugtaster (ip)
Manuelles Alarmauslösen




Universal Sensor (ip)
Ermöglicht den Anschluss eines „Handicap-Auslösers“



LUNA GAS (ip)
Gasmelder*



LUNA DAACO (ip)
CO-Melder*



Risiko- Prävention



LUNA Beacon ⌘
Für eine Personenortung in Innenräumen



LUNA Tür ⌘
Überwacht das Öffnen und Schließen



LUNA LED ⌘
Leuchtet automatisch, wenn sich der Nutzer zuhause bewegt



LUNA Media WiFi
Zeigt Bilder und Nachrichten via MyATTENTIVE (App und Plattform) an



LUNA Präsenz ⌘
Stellt menschliche Bewegung fest



RFID-Karte und -Tag RFID
Betreuung des Nutzers
Pflegerbesuchsbestimmung durch das RFID-Tag und Zustandsbenachrichtigung mittels RFID-Karte

16 * Lokale akustische Alarmauslösung und Übertragung an die Notrufzentrale 24/7.

MyATTENTIVE
Verwalten Sie Ihre LUNAS über die Web-Plattform



Zubehör

LUNA Mobile Zubehör



Ladestation
Magnetanschluss für
einfaches Laden




Trageband



Schutzhülle



Gürtel-Clip



LUNA Mobile
Überall sicher hingehen



▶ **Geräteverwaltung**

Passen Sie sich die Geräteansicht je nach Bedarf an. Geräte-, Anruf-, Bestandsstatus.

▶ **Koppeln Sie Ihre Geräte aus der Ferne**

Ändern Sie die Konfiguration, geben Sie sich einen Überblick über technische Informationen oder starten Sie Ihr Luna neu, usw.

▶ **Geräteverwaltung aus der Ferne**

▶ **Sim-Kartenverwaltung**

Aktivieren oder deaktivieren Sie Ihre Simkarten, überwachen Sie den Netzempfang, usw.

▶ **Gezielte Vorsorge**

Erstellen und verwalten Sie den Versand von Vorsorge-Kampagnen. Teilen Sie Fotos oder versenden Sie Sprachnachrichten.

▶ **Sicherheit in der Nähe**

Das nahe Umfeld des Nutzers kann im Notfall informiert werden und entsprechend handeln.

▶ **Raumabsicherung**



Überwachen Sie die kognitive Fähigkeit Ihrer Nutzer.

siehe [Seite 16-17](#)

Web-Plattform für Fachleute



Seniorenheim



Verwaltungsplattform

- ▶ Zentralisierung der Informationen des Wohnheimes
- ▶ Monitoring, Wartung und technisches Management
- ▶ Verwaltung von Präventionskampagnen (Sprachnachrichten über das LUNA und Fotos, die an das LUNA Media gesandt werden können)

Rückverfolgbarkeit

- ▶ Bestätigung eines Besuchs von Pflegern per RFID-Karte (RFID-Karte und Tag)
- ▶ Verlauf und Benachrichtigungen über Warnungen (Sprachnachrichten über das LUNA und Fotos, die an das LUNA Media gesandt werden können)

Sicherheit


- ▶ Lokaler Schwesterruf und/oder an die Leitstelle
- ▶ Automatische geortete Sturzerkennung (M5/Beacon)

Risiko-Prävention und soziale Vernetzung


- ▶ Wohnungsaustattung (Vernetzte Glühbirne, Bewegungsmelder, digitaler Bildschirm)

Verbundene Geräte

siehe Seite 16-17



1 Etage: Wohnungen
EG: Gemeinschaftsraum



- A Pfleger
- 1 Stationäres Luna
- 2 Beacon
- 3 LUNA Präsenz
- 4 LUNA Media



Technischer Support

www.support.myattentive.com



Hilfe & Expertise

- ▶ Hilfe bei der Integration von Protokollen und während der Testphasen
- ▶ Kundendienst und präventive Wartung
- ▶ Diagnosen, Ticketsystem und Problembehebung
- ▶ Ausbildung Ihres Teams



Mehrsprachiger Kundenservice



Zentrale Anlaufstelle



Kundenspezifische Betreuung

Support & Ausbildung

- ▶ Installationsvideos unserer Produkte
- ▶ Video-Tutorials der MyATTENTIVE Plattform
- ▶ FAQ
- ▶ Dokumente, Marketingmaterial



Beantragen Sie Ihre professionelle Tech-Support Karte !

Und erhalten Sie Ihren Accountzugang.


BESUCHEN SIE UNSERE SUPPORT-WEBSEITE



LUNA PRÄVEN



Einrichtu Luna Mobile





IMPACT Telecare




► Eine beständige und verantwortungsvolle Verwaltung

IMPACT Telecare verfolgt den Produktlebenszyklus und stellt die Wiederaufbereitung sowie Recycling in den Mittelpunkt.

► Gesicherter Verwaltungshost

Impact Telecare garantiert das Beherbergen der Gesundheitsdaten in Europa auf speziellen Servern. Ihre Daten werden keinesfalls weiterverkauft oder für kommerzielle Zwecke genutzt.

Wiederaufbereitung



Hosting in Europa

Bestandsübersicht




ATTENTIVE

Kontaktieren Sie uns !

Vertrieb



+49 152 215 237 51

+33 638 269 440

commercial@attentive-telecare.com

Technischer Support



0 800 180 0084

Gebührenfreie Telefonnummer

support@attentive-telecare.com

Erfahren Sie mehr unter : www.attentive-telecare.com & support.myattentive.com

ISO 9001:2015 Zertifizierung für das Entwickeln, Industrialisieren, Produzieren, Verkaufen und Nachbearbeiten von elektronischen und verbundenen Geräten.

SOLEM - 5 Rue Georges Besse 34830 CLAPIERS, FRANCE

 ATTENTIVE

